

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Cd11C Humano Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Fc - P20702

Número de artículo: CM0009887



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PE/Cyanine7 específico para CD11c humano (Integrina alfa-X, 128 kDa). Adecuado para citometría de flujo, reconoce un receptor de fibrinógeno en monocitos/granulocitos involucrado en la inflamación y la eritrofagocitosis. - P20702

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD11c humano PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	CD11C; SLEB6
Especie	Humano
GeneID	3687 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20702
Peso de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo