

## Anticuerpo Monoclonal PE/Cianina7 De Ratón Anti-Humano Cd45Ro Mab - P08575

Número de artículo: CM0008459



### Introducción

Anticuerpo monoclonal PE/Cianina7 de ratón anti-humano CD45RO de alta calidad para citometría de flujo (FC). Reconoce la isoforma humana CD45RO de PTPRC, un marcador clave de activación de células T. Ideal para investigación inmunológica y diagnósticos clínicos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal PE/Cianina7 de ratón anti-humano CD45RO mAb |
| Observaciones/Alias | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105            |
| Especie             | Humano                                                            |
| GeneID (Humano)     | 5788                                                              |
| GeneID              | 5788                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético derivado de CD45RO humano                       |
| Origen              | Ratón                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                          |
| Aplicación          | FC                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                            |
| SWISS               | P08575                                                            |
| Peso Proteico       | 136kDa                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                    |