


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Axl Conjugado Con Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P30530

Número de artículo: CM0007924



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra AXL humano (UFO). Adecuado para citometría de flujo (FC) en muestras humanas. AXL es una tirosina quinasa receptora implicada en la supervivencia celular, proliferación y entrada de virus. Peso molecular: 98 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Humano AXL conjugado con PE/Cianina7
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-449 de AXL humano (NP_068713.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Molecular	98kDa
Envío	Bolsa de hielo