

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd13/Anpep Humano Conjugado Con Pe/Cianina7 Para Fc - P15144

Número de artículo: CM0011856



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra CD13/ANPEP humano, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado, análisis de la vasculatura tumoral y estudios de receptores virales. - P15144

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD13/ANPEP humano PE/Cianina7
Observaciones/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	290
ID del Gen	290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-967 de CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Molecular de la Proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo