


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd2 Humano Pe/Cyanine7 Para Fc - P06729

Número de artículo: CM0006000



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 contra el CD2 humano (T11/LFA-2) para citometría de flujo, validado para muestras humanas. Ideal para estudios de adhesión y activación de células T y NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD2 humano PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Especie	Humano
GeneID (humano)	914
GeneID	914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo