


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd314 Humano Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Fc - P26718

Número de artículo: CM0005389



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra el CD314 humano (NKG2D) para citometría de flujo. Reconoce una proteína de membrana tipo II de 25 kDa involucrada en la inmunovigilancia mediada por células NK. Apropiado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD314 humano PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-216 del CD314 humano (NP_031386.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P26718
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo