

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe/Cyanina7 Anti-CD33 Humano Para Citometría De Flujo - P20138

Número de artículo: CM0004511



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD33 humano conjugado con PE/Cianina7 para citometría de flujo. Reconoce CD33 (Siglec-3, p67) en células monocíticas/mieloideas. Reacciona de forma cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE/Cianina7 anti-CD33 humano
Observaciones/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Especie	Humana
GeneID (Humano)	945
GeneID	945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-259 de CD33 humano (NP_001763.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P20138
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo