


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 Humano Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Fc - P28907

Número de artículo: CM0008346



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra el CD38 humano para citometría de flujo. CD38 es una ectoenzima y receptor multifuncional involucrado en la señalización de calcio y la migración de linfocitos. Reactividad de especies: Humano. SWISS: P28907.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (P28907).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso Proteico	13kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo