

Anticuerpo Monoclonal De Conejo PE/Cianina7 Anti-Humano Cd42B Para Fc - P07359

Número de artículo: CM0008377



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido al CD42b humano (cadena alfa de la glicoproteína plaquetaria Ib) para citometría de flujo. Reconoce la proteína GP1BA nativa en plaquetas humanas, ideal para la investigación de la adhesión plaquetaria y la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PE/Cianina7 Anti-Humano CD42b
Observaciones/Alias	BSS, GP1B, VWDP, CD42B, GPIbA, BDPLT1, BDPLT3, DBPLT3, GPIbalph, CD42b-alfa
Especie	Humano
ID del Gen	2811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-531 del CD42b humano (NP_000164.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07359
Peso Molecular de la Proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo