

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Rb Humano Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - P08575-9

Número de artículo: CM0012415

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra CD45RB humano (isoforma 7 de PTPRC). Recomendado para citometría de flujo. Detecta el antígeno común leucocitario, adecuado para la inmunofenotipificación de muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45RB humano conjugado con PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID de gen (humano)	5788
ID de gen	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-463 de CD45RB humano (XP_006711537.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Peso de la proteína	135 kDa
Envío	Bolsa de hielo