


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd5 Humano Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - P06127

Número de artículo: CM0005499



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido al CD5 humano (T1/Leu-1), un receptor de superficie pan-T y de células B1a. Validado para citometría de flujo, ideal para inmunofenotipado y estudios de señalización de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD5 humano PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	T1; LEU1
Especie	Humano
GeneID	921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 humano (NP_055022.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo