

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd56/Ncam1 Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0011076



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra CD56/NCAM1 humano (SWISS P13591), validado para citometría de flujo. Derivado de inmunógeno recombinante (aa 20-413). Útil para estudios de adhesión neuronal y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD56/NCAM1 PE/Cianina7
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 del CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo