

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd8B Con Pe/Cianina7 Para Fc - P10966

Número de artículo: CM0010212

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido al CD8b humano (P10966) para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la respuesta inmune y las funciones del correceptor de células T. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE/Cianina7 Conejo anti-Humano CD8b mAb
Observaciones/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	926
GeneID	926
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-170 del CD8b humano (NP_004922.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo