

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe/Cyanine7 Anti-Cd90/Thy1 Humano Para Citometría De Flujo - P04216

Número de artículo: CM0004421

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 contra el CD90/Thy1 humano, diseñado para aplicaciones de citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado e investigación en biología de células madre, neurociencia y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo PE/Cyanine7 anti-CD90/Thy1 Humano
Observaciones/Alias	CD90; CDw90
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 del CD90/Thy1 humano (NP_006279.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo