

Anticuerpo Monoclonal PE/Cianina7 De Conejo Anti-Cr2/Cd21 Humano Para Citometría De Flujo - P20023

Número de artículo: CM0005392



Introducción

Anticuerpo monoclonal PE/Cianina7 conjugado de conejo anti-CR2/CD21 humano validado para citometría de flujo. Reconoce al correceptor de linfocitos B CR2 (CD21, receptor de C3d) involucrado en las vías del complemento y la infección por EBV. Adecuado para investigación en inmunología humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE/Cianina7 de conejo anti-CR2/CD21 humano
Observaciones/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1380
ID del gen	1380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-971 de CR2/CD21 humano (NP_001868.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso molecular de la proteína	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Envío	Bolsa de hielo