

Anticuerpo Monoclonal PE/Cianina7 FcεR1A Humano Anti-Conejo Para Fc - P12319

Número de artículo: CM0010229



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido a FcεR1α humano (Fc-epsilon RI-alfa), el receptor de IgE de alta afinidad. Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para investigación en alergias y células cebadas/basófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE/Cianina7 FcεR1α humano anti-conejo
Notas/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2205
GeneID	2205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-205 de FcεR1α humano (NP_001992.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo