


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Gamma Humano Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Citometría De Flujo Intracelular - P01579

Número de artículo: CM0005730



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra el IFN-gamma humano. Validado para citometría de flujo intracelular, ideal para la detección de la producción de citoquinas en células T y NK activadas durante estudios de respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IFN-gamma humano conjugado con PE/Cyanine7
Observaciones/Alíase	IFG; IFI; IMD69
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3458
ID de gen	3458
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo