

PE/Cyanine7 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano LILrb4/Cd85K/Itt3 Mab - Q8Nhj6

Número de artículo: CM0012662



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra LILRB4 humano (CD85k/ILT3), un receptor inmunitario inhibidor clave. Validado para citometría de flujo, adecuado para estudios sobre tolerancia inmunitaria, regulación de monocitos e inmunología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE/Cyanine7 Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
Observaciones/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11006
GeneID	11006
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-259 de LILRB4/CD85k/ILT3 humano (NP_001265355.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHJ6
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo