

Mab De Conejo Pe/Cianina7 Anti-Pd-L1/Cd274 Humana Para Citometría De Flujo - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0009410



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido a PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7). Diseñado para citometría de flujo, este anticuerpo ayuda a estudiar vías de puntos de control inmunitario y evasión inmune tumoral en investigación y desarrollo diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE/Cianina7 anti-PD-L1/CD274 humana
Observaciones/Alíase	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Especie	Humano
GeneID	29126
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PD-L1/CD274 humana (Q9NZQ7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo