

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Tim-3/Havcr2 Conjugado Con Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0008561



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 específico para TIM-3/HAVCR2 humano (CD366). Este reactivo se dirige al dominio extracelular y está validado para citometría de flujo, lo que lo hace ideal para el análisis de puntos de control inmunitario en cáncer e infecciones crónicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano TIM-3/HAVCR2 conjugado con PE/Cianina7
Observaciones/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo