


Anticuerpo Monoclonal PE/Cianina7 De Conejo Anti-Tnf-A Humano Para Cf (Intracelular) - P01375

Número de artículo: CM0005069



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra el TNF- α humano (cachectina, TNFSF2). Diseñado para citometría de flujo intracelular. Reconoce el TNF- α humano; ideal para investigación en inflamación, enfermedades autoinmunes y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE/Cianina7 de conejo anti-TNF- α humano
Observaciones/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7124
GeneID	7124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-233 del TNF- α humano (NP_002344.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01375
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo