

Mab Anti-Cd19 Humano/Mono De Conejo Pe/Cianina7 - Cd19

Número de artículo: CM0004649

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra CD19 para citometría de flujo. Reacciona de forma cruzada con humanos y macacos cangrejeros. Inmunógeno recombinante, objetivo de 63 kDa. Ideal para investigación sobre linfoma de células B e inmunoterapia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD19 humano/mono de conejo PE/Cianina7
Observaciones/Alias	CD19
Especie	Mono
ID del gen (Humano)	930
ID del gen (Mono)	102145514
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono (XP_005591597.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo