


Anticuerpo Monoclonal PE/Cianina7 Conejo Anti-Humano/Mono Cd20 Para Fc - P11836

Número de artículo: CM0005912



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido al CD20 humano, validado para citometría de flujo. Reacciona de forma cruzada con mono cinomolgo. Ideal para aplicaciones de investigación en desarrollo, diferenciación e inmunoterapia de células B en inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb PE/Cianina7 Conejo anti-Humano/Mono CD20
Observaciones/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	931
ID del Gen	931
Inmunógeno	Péptido Sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del mAb CD20 humano (NP_068769.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo