

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd25 Conjugado Con Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P01589

Número de artículo: CM0008215



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra CD25 humano y de mono cinomolgo. Diseñado para la detección por citometría de flujo del receptor alfa de IL-2 en células T reguladoras y activadas. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE/Cianina7 mAb de Conejo anti-Humano/Mono CD25
Observaciones/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3559
ID de Gen	3559
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-213 del CD25 humano (NP_000408.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo