

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3 Humano/Mono Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Fc - P07766

Número de artículo: CM0008393



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra la cadena épsilon de CD3 humano y de mono cinomolgo. Validado para aplicaciones de citometría de flujo. Ideal para la identificación de linfocitos T y la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD3 Humano/Mono PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	916
ID del gen	916
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 del CD3 humano (NP_000724.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo