


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe/Cianina7 Anti-Cd4 Humano/Macaco Para Fc - P01730

Número de artículo: CM0006200



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido al CD4 humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Ideal para investigación de células T colaboradoras y función inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE/Cianina7 anti-CD4 humano/macaco
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	920
ID del gen	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo