

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45Ra Humano/Mono Pe/Cianina7 Para Fc - P08575-8

Número de artículo: CM0010571

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PE/Cianina7 contra CD45RA (isoforma P08575-8). Validado para reactividad cruzada humana y de mono cynomolgus, adecuado para detección por citometría de flujo del antígeno leucocitario de 138 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45RA Humano/Mono PE/Cianina7
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5788
ID del Gen	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-482 de CD45RA humano (P08575-8)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo