


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd8A Con Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0008197



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra CD8a humano y de mono cinomolgus (SWISS: P01732). Validado para citometría de flujo (FC) para detectar subconjuntos de células T CD8+ y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE/Cianina7 Conejo anti-Humano/Mono CD8a mAb
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 del CD8A humano (NP_001759.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo