

Anticuerpo Monoclonal PE/Cyanina7 De Conejo Anti-IgD Humano/Mona Para Fc - P01880

Número de artículo: CM0011960



Introducción

Anticuerpo monoclonal PE/Cianina7 de conejo anti-IgD humano/mona para citometría de flujo. Se dirige a IgD (delta constante de cadena pesada de inmunoglobulina) para estudios de linfocitos B e investigación de señalización inmune. Reactividad con humanos y macacos cínomolgos. P01880.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE/Cyanina7 conejo anti-IgD humano/mona
Notas/Alias	Delta constante de cadena pesada de inmunoglobulina
Especie	Humano
ID genético	3495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de IgD humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cínomolgo
SWISS	P01880
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo