

Anticuerpo Monoclonal PE/Cianina7 De Conejo Contra Pd-1/Cd279 Humano/Macaco Para Fc - Q15116

Número de artículo: CM0012785



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra PD-1/CD279 humano y de macaco. Validado para citometría de flujo, este anticuerpo contra punto de control inmunitario es ideal para estudios de agotamiento de linfocitos T y aplicaciones de inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE/Cianina7 de conejo anti-PD-1/CD279 humano/macaco
Observaciones/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5133
GeneID	5133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-168 de PD-1/CD279 humano (NP_005009.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	Q15116
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo