

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd105/Endogлина De Ratón Pe/Cyanina7 Para Citometría De Flujo - Q63961

Número de artículo: CM0008596

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanina7 dirigido contra CD105/Endogлина de ratón. Validado para citometría de flujo, permite la detección de células endoteliales y es adecuado para la investigación de angiogénesis, enfermedades cardiovasculares y señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD105/Endogлина de ratón PE/Cyanina7
Observaciones/Alias	Endo; CD105; S-endogлина
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	2022
ID del gen (Ratón)	13805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-581 de la CD105 de ratón (NP_031958.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q63961
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo