


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd11B Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0010974



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra el CD11b de ratón (integrina alfa-M). Validado para citometría de flujo. Reacciona con ratón. Se dirige al receptor de adhesión de células inmunes implicado en la fagocitosis y la inflamación. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AcM Conejo anti-Ratón CD11b PE/Cianina7
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3684
ID de Gen	16409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 del CD11b de ratón (NP_032427.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo