

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd150/Slam Conjugado Con Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - Q9Qum4

Número de artículo: CM0008376

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra el CD150 (SLAM) de ratón. Para citometría de flujo, detecta el receptor autoligando que modula la activación y diferenciación de las células inmunes. Adecuado para inmunofenotipificación e investigación sobre la señalización mediada por SLAM en células T, células B y macrófagos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PE/Cianina7 Conejo anti-ratón CD150/SLAM mAb                                                                                              |
| Observaciones/Alias | Slam, CD150, IPO-3, CDw150, ESTM51, 4933415F16                                                                                            |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                     |
| ID de gen (Humano)  | 6504                                                                                                                                      |
| ID de gen           | 27218                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-242 del CD150/SLAM de ratón (NP_038758.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9QUM4                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 36kDa/38kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |