

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 De Ratón Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - P25918

Número de artículo: CM0010373

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 contra CD19 de ratón, validado para citometría de flujo. Dirigido contra el antígeno de los linfocitos B CD19 (UniProt P25918), un correceptor de las células B implicado en la señalización del BCR y la inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD19 de ratón conjugado con PE/Cyanine7
Especie	Ratón
GeneID (humano)	930
GeneID	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-287 de CD19 de ratón (NP_033974.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo