


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd206/Mmr De Ratón Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Citometría De Flujo - Q61830

Número de artículo: CM0012285



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD206/MMR de ratón conjugado con PE/Cyanine7, ideal para la detección de macrófagos mediante citometría de flujo. Validado en muestras de ratón. Forma parte del suministro integral de materias primas para DIV de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD206/MMR de ratón conjugado con PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	MR; CD206
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4360
GeneID	17533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-154 de CD206/MMR de ratón (NP_032651.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular), FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61830
Peso de la proteína	165 kDa
Envío	Bolsa de hielo