

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd223/Lag-3 Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - Q61790

Número de artículo: CM0004877



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra LAG-3 (CD223) de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de regulación de puntos de control inmunitario, agotamiento de células T e inmunología tumoral en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE/Cianina7 Conejo anti-Ratón CD223/LAG-3 mAb
Observaciones/Alias	Ly66; CD223; LAG-3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3902
GeneID	16768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-442 del CD223/LAG-3 de ratón (NP_032505.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61790
Peso Proteico	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo