

## Anticuerpo Monoclonal Conejo Pe/Cianina7 Anti-Cd23 De Ratón Para Citometría De Flujo - P20693

Número de artículo: CM0009490

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra CD23 de ratón (FcεRII), validado para citometría de flujo. Receptor de baja afinidad para IgE esencial para la diferenciación de células B y la regulación de IgE en investigación de inmunología murina.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | mAb Conejo PE/Cianina7 Anti-CD23 de Ratón                                                                                           |
| Observaciones/Alias           | CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42                                                                                                            |
| Especie                       | Ratón                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)               | 2208                                                                                                                                |
| GeneID                        | 14128                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-331 del CD23 de ratón (NP_038545.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | CF                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada           | Ratón                                                                                                                               |
| SWISS                         | P20693                                                                                                                              |
| Peso Molecular de la Proteína | 38kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |