

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd25 De Ratón Pe/Cyanine7 Para Fc - P01590

Número de artículo: CM0012637

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido al CD25 de ratón (IL-2RA). Optimizado para aplicaciones de citometría de flujo. Reconoce la subunidad alfa del receptor de interleucina-2 de 31 kDa, clave en la tolerancia inmune mediada por Treg.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD25 de ratón PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 del CD25 de ratón (NP_032393.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo