

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd34 De Ratón Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Fc - Q64314

Número de artículo: CM0009139

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra CD34 de ratón para citometría de flujo. Reacciona con ratón. Adecuado para la identificación de células madre hematopoyéticas, el análisis de médula ósea y los estudios de adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD34 de ratón conjugado con PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	947
ID del gen	12490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-287 de CD34 de ratón (NP_598415.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo