

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 De Ratón Conjugado Con Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P56528

Número de artículo: CM0011678



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra CD38 de ratón para citometría de flujo. Reacciona con CD38 de ratón, una glicoproteína transmembrana involucrada en la movilización de calcio y la señalización de células inmunes. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                        |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de conejo anti-CD38 de ratón PE/Cianina7 |
| Observaciones/Alias | I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1                      |
| Especie             | Ratón                                        |
| ID del Gen (Humano) | 952                                          |
| ID del Gen          | 12494                                        |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                        |
| Fuente              | Conejo                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                     |
| Aplicación          | CF                                           |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                        |
| SWISS               | P56528                                       |
| Peso Proteico       | 34kDa                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                               |