

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 De Ratón Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0006148

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra CD4 de ratón. Validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio del desarrollo de células T colaboradoras, la respuesta inmune y la diferenciación de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM PE/Cianina7 conejo anti-CD4 de ratón
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	920
ID del gen	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 de CD4 de ratón (NP_038516.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo