

Anticuerpo Monoclonal Pe/Cianina7 Conejo Anti-Ratón Cd44 Para Fc - P15379

Número de artículo: CM0011066



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido a CD44 de ratón (Ly-24/Pgp-1/HERMES). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Solo para uso en investigación, ideal para estudios de atraque linfocitario, adhesión e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE/Cianina7 conejo anti-ratón CD44
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
GeneID (humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 de CD44 de ratón (NP_033981.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo