

PE/Cianina7 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd48 (Citometría De Flujo) - P18181

Número de artículo: CM0008031



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido al CD48 de ratón (SLAMF2), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación de linfocitos, la función de las células NK y la formación de la sinapsis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PE/Cianina7 mAb de conejo anti-ratón CD48
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	962
ID de gen	12506
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-216 del CD48 de ratón (NP_031675.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18181
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo