

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe/Cianina7 Anti-Cd56/Ncam De Ratón Para Citometría De Flujo - P13595

Número de artículo: CM0007778



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido contra CD56/NCAM de ratón. Validado para citometría de flujo, permite la detección precisa de la molécula de adhesión de células neurales en muestras de ratón. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE/Cianina7 anti-CD56/NCAM de ratón
Notas/Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4684
ID del gen	17967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-711 de CD56 de ratón (NP_001106675.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P13595
Peso de la proteína	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo