

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd62L Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - P18337

Número de artículo: CM0012439

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 contra CD62L (L-selectina) de ratón, validado para citometría de flujo. Se une a una molécula de adhesión leucocitaria clave que media la migración de linfocitos a los ganglios linfáticos. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Monoclonal Conejo anti-Ratón CD62L PE/Cianina7
Observaciones/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Especie	Ratón
GeneID (humano)	6402
GeneID (ratón)	20343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 del CD62L de ratón (NP_035476.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18337
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo