


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A De Ratón Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Fc - P01731

Número de artículo: CM0011857



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD8a de ratón conjugado con PE/Cyanine7, validado para citometría de flujo. Específico para CD8a de ratón, un correceptor del MHC de clase I, que permite el análisis de células T citotóxicas en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac monoclonal de conejo anti-CD8a de ratón conjugado con PE/Cyanine7
Observaciones/alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	941
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 de CD8a de ratón (NP_001074579.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo