

Pe/Cyanine7 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd90.2 De Ratón Para Fc - P01831

Número de artículo: CM0012694

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra CD90.2 (Thy-1) de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para inmunofenotipificación, estudios de marcadores de células T e investigación de las interacciones célula-célula en la sinaptogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD90.2 de ratón PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	7070
ID del gen (ratón)	21838
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de ratón
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo