


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd95/Fas De Ratón Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Fc - P25446

Número de artículo: CM0009973



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 contra CD95/FAS de ratón (UniProt P25446), validado para citometría de flujo. Se dirige al receptor mediador de apoptosis implicado en la tolerancia de células T. Ideal para estudios de muerte celular y regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD95/FAS de ratón PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Especie	Ratón
GeneID (humano)	355
GeneID	14102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-169 del CD95/FAS de ratón (NP_032013.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25446
Peso proteico	37KDa
Envío	Bolsa de hielo