

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Ki67 Pe/Cyanine7 Para Citometría De Flujo (Intracelular) - E9Pvx6

Número de artículo: CM0012019

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra Ki67 de ratón (E9PVX6). Diseñado para citometría de flujo intracelular, este reactivo marca células proliferantes en muestras de ratón, ayudando en estudios del ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Monoclonal Conejo anti-Ratón Ki67 PE/Cyanine7
Observaciones/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4288
GeneID	17345
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1816-2163 del Ki67 de ratón (NP_001074586.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	E9PVX6
Peso Proteico	351 kDa
Envío	Bolsa de hielo