

Pe/Cianina7 Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd27 Mab - P41272

Número de artículo: CM0010544

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cianina7 dirigido al CD27 de ratón/rata (TNFRSF7) para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón y rata. Receptor de control de punto de control inmunitario coestimulador en células T, NK y B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE/Cianina7 Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
Observaciones/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	939
GeneID	21940
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-182 del CD27 de ratón (NP_001028298.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P41272
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo